



# Adapter für Carebox Blue

## Kompatibilitätsübersicht

Reinigung und Pflege sind die Basis für eine zuverlässige Funktionsweise und lange Lebensdauer der Winkelstücke und Turbinen. Mit unseren speziell für Careclave entwickelten Adaptern können Sie die Carebox Blue mit bis zu 8 Übertragungsinstrumenten beladen. Das Verschließen von unbenutzten Adaptern ist nicht notwendig. Denn das patentierte Dosierverfahren iDOS garantiert unabhängig von Ihrer Beladung ein optimales Aufbereitungsergebnis.

**MELAG**  
competence in hygiene



**Adapter für ISO-Kupplung (INTRA)**

Art.-Nr. ME02607



**Adapter für Turbinen mit KaVo-Kupplung (MULTiflex)**

Art.-Nr. ME02601



**Adapter für Winkelstück-Köpfe KaVo / BienAir**

wir auf Adapter für ISO-Kupplung aufgesteckt

Art.-Nr. ME02606



**Adapter für Turbinen mit W&H-Kupplung (Roto Quick)**

Art.-Nr. ME02605



**Adapter für Sirona T1 Classic**

Art.-Nr. ME02604



**Adapter für BienAir Turbinen-Kupplung**

Art.-Nr. ME02608



**Adapter für Turbinen Sirona-Kupplung**

Art.-Nr. ME02602



**Adapter für Midwest-Anschluss (4/5 Loch)**

Art.-Nr. ME02609



**Adapter für externe Spraykanäle**

inkl. 1 m Schlauch

Art.-Nr. ME21914



### Ihre Zufriedenheit ist unser Anspruch:

Wir haben Careclave sehr ausgiebig getestet – im Dauerlauf mit über 40.000 Zyklen sowie seit 2019 in Testpraxen mit unterschiedlichem Patienten- und Instrumenten-Aufkommen. Die ausgezeichneten Aufbereitungsergebnisse sind für die o. g. Instrumenten-Hersteller von einem unabhängigen Prüflabor verifiziert.

Quality – made in Germany



# Adapter für Carebox Green

## Kompatibilitätsübersicht

Die Carebox Green wird für Instrumente verwendet, die keine Ölpflege benötigen. Mit unseren Adaptern können Sie die Carebox Green mit bis zu 8 Prophylaxe-Handstücken und ZEG-Spitzen beladen. Zusätzlich können exzentrische Adapterplatten eingesetzt werden, um ZEG-Spitzen mit Drehmomentschlüssel aufzubereiten. Das Verschließen von unbenutzten Adaptern ist auch in der Carebox Green nicht notwendig.

	KaVo	Sirona	EMS	W&H	Komet	Acteon (Satelec)	NSK
 <b>Adapter für Spitzen M3 x 0,5 mm, Außengewinde</b> Art.-Nr. ME80750	SONOsoft, Piezo LUX		Piezon / Piezon LED	Piezo Scaler: Tigon, Tigon+, Pyon 2, Proxeo Ultra, Pieziomed	PiezoLine EM1, PiezoLine KA1, PiezoLine KA2		Varios EMS
 <b>Adapter für Spitzen M3,6 x PH1,5 P0,5 mm, Innengewinde</b> Art.-Nr. ME80751	SONICflex quick 2008						
 <b>Adapter für Spitzen M3,0 x 0,35 mm, Außengewinde</b> Art.-Nr. ME80752	PiezoLED, PiezoSoft						
 <b>Adapter für Spitzen M3,5 x 0,35 mm, Innengewinde</b> Art.-Nr. ME80755							
 <b>Adapter für Spitzen M3,0 x 0,6 mm, Außengewinde</b> Art.-Nr. ME80756						Newtron, Suprasson	Varios NSK, Satelec
 <b>Adapter für Spitzen M3,5 x 0,6 mm, Innengewinde</b> Art.-Nr. ME80760		SIROSON, SIROSONIC, PerioSonic			PiezoLine SI1		
 <b>Adapter für Spitzen M3 x 0,5 mm, Innengewinde</b> Art.-Nr. ME80790	SONICflex 2000, 2003	SIROAIR L	Piezon Handstück / Piezon LED Handstück	Luftscaler: Proxeo, Synea, Alegra	SonicLine: Komet SF1LM		Luftscaler: Ti-Max S970, AS2000
<b>Aktuell noch keine Kompatibilität</b>			Piezon Master Surgery			Piezotome Surgery 1. Gen, 2. Gen	VarioSurg3 LED



### Adapter M8 x 1, exzentrisch

wird benötigt, wenn bis zu 6 Drehmomentschlüssel mit einem Durchmesser größer 38 mm aufbereitet werden.  
Art.-Nr. ME22407



# Adapter für Carebox Green

## Kompatibilitätsübersicht

Die Carebox Green wird für Instrumente verwendet, die keine Ölpflege benötigen. Mit unseren Adaptern können Sie die Carebox Green mit bis zu 8 Prophylaxe-Handstücken und ZEG-Spitzen beladen. Zusätzlich können exzentrische Adapterplatten eingesetzt werden, um ZEG-Spitzen mit Drehmomentschlüssel aufzubereiten. Das Verschließen von unbenutzten Adaptern ist auch in der Carebox Green nicht notwendig.

	Morita	Mectron	Hu-Friedy	Planmeca	Dürr	Ultradent
 <b>Adapter für Spitzen M3 x 0,5 mm, Außengewinde</b> Art.-Nr. ME80750		Multipiezo, Piezo Smart, Micropiezo, Compact Piezo	Piezo E-Serie (EMS)			
 <b>Adapter für Spitzen M3,6 x PH1,5 P0,5 mm, Innengewinde</b> Art.-Nr. ME80751						
 <b>Adapter für Spitzen M3,0 x 0,35 mm, Außengewinde</b> Art.-Nr. ME80752						
 <b>Adapter für Spitzen M3,5 x 0,35 mm, Innengewinde</b> Art.-Nr. ME80755				LM-ProPower		
 <b>Adapter für Spitzen M3,0 x 0,6 mm, Außengewinde</b> Art.-Nr. ME80756			Piezo S-Serie (NSK, Satelec, Hu-Friedy)			Newtron
 <b>Adapter für Spitzen M3,5 x 0,6 mm, Innengewinde</b> Art.-Nr. ME80760	Solfy/Solfy LED				Vector Scaler	
 <b>Adapter für Spitzen M3 x 0,5 mm, Innengewinde</b> Art.-Nr. ME80790	AirSolfy					
<b>Aktuell noch keine Kompatibilität</b>		PIEZOSURGERY				



### Adapter M8 x 1, exzentrisch

wird benötigt, wenn bis zu 6 Drehmomentschlüssel mit einem Durchmesser größer 38 mm aufbereitet werden.  
Art.-Nr. ME22407